

Guide IDDSI

par **Ocean Jewel**TM

L'adoption et l'implantation de l'IDDSI est présentement en cours au Canada. Dans le but d'aider à faciliter cette initiative, nous avons regroupé sur cette carte nos produits existants pour déterminer leur niveau et leur étiquette IDDSI en utilisant des outils d'audits approuvés.

PRODUIT	PURÉE 	HACHÉ ET HUMECTÉ 	PETITE BOUCHÉE MOLLE 	RÉGULIER 
Filet de basa, 4oz, IQF (SF03102)				
Filet de flétan, 4oz, IQF (SF03504)				
Filet de goberge, 4-6oz, IQF (SF00502, SF01501)				
Filet de saumon, 6oz & 8oz, IQF (SF04641, SF0464)				
Filet de tilapia, 3-5oz, IQF (SF03138)				
Thon Tuna Sooner (SF00965, SF00990)				
Beignets de crabe, 3oz, IQF (SF04151)	 *			

*NE RÉPOND PAS AUX CRITÈRES DE PURÉE NIVEAU 4

Carte sommaire IDDSI

Niveau IDDSI	Items rencontrant les critères	Préparation	Taille pratique	Tests critiques utilisés	Répond aux critères au niveau de:		
					Au moment du service	15 min après le service	30 min après le service
PURÉE 	Basa, Flétan, Goberge, Saumon, Tilapia, Thon Tuna Sooner	Les échantillons ont été préparés, mécaniquement agglomérés avec du bouillon de légume et un épaississant commercial, puis testés.	S/O	Apparence, test d'écoulement de la fourchette, test de la cuillère inclinée.	✓	✓	✓
HACHÉ ET HUMECTÉ 	Basa, Beignet de crabe, Flétan, Goberge, Saumon, Tilapia, Thon Tuna Sooner	Les échantillons ont été préparés, écrasés à la fourchette et testés.	La bouchée imite un morceau de nourriture mastiqué et mélangé à de la salive, de grosseur égale ou moins de 4mm x 15mm (adultes)	Apparence, test d'écoulement de la fourchette, test de la cuillère inclinée ou test du doigt si les autres ne sont pas disponibles.	✓	S/O	S/O
PETITE BOUCHÉE MOLLE 	Basa, Beignet de crabe, Flétan, Goberge, Saumon, Tilapia, Thon Tuna Sooner	Les échantillons ont été préparés, coupés en petits morceaux et testés.	On utilise une bouchée de nourriture de grosseur égale ou moins de 15mm x 15mm (adultes)	Apparence, test de la fourchette, test de la cuillère inclinée ou test du doigt si les autres ne sont pas disponibles.	✓	S/O	S/O
RÉGULIER 	Basa, Beignet de crabe, Flétan, Goberge, Saumon, Tilapia, Thon Tuna Sooner	Les échantillons ont été préparés, coupés à la fourchette et testés.	Morceaux coupés à la fourchette de 15mm x 15mm pieces	Test de pression de la fourchette et de la cuillère ou test du doigt si les autres ne sont pas disponibles.	✓	S/O	S/O

AVERTISSEMENT: NOTEZ QUE LES RÉSULTATS PEUVENT DÉPENDRE DES MÉTHODES DE PRÉPARATION SPÉCIFIQUES À VOS OPÉRATIONS.

Vous aimeriez plus d'information? Contactez votre représentant Export Packer:
Ouest 604-591-1603 | Ontario 905-792-9700 | Est 514-745-6655

EXPORT PACKERS FOODSERVICE

Notre engagement envers le réseau de la santé et le bien-être des aînés